

## INSTRUÇÕES DE USO



Figura 1. CMH Slim



Figura 2. CMH Standard



Figura 3. CMH Crestal Level

**ATENÇÃO:** As figuras são meramente ilustrativas. Eles não representam as dimensões e cores reais.

Este dispositivo destina-se a um procedimento especializado, que deverá ser realizado por profissionais habilitados em Implantes Dentários. Para obter resultados otimizados, use o produto conhecendo as técnicas adequadas. Aplique-os sempre em condições adequadas em ambiente cirúrgico.

## INFORMAÇÕES DESCRITIVAS

### INDICAÇÃO DE USO

O Sistema de Implantes DSP destina-se a ser instalado cirurgicamente no maxilar superior e inferior humano, servindo de suporte para dispositivos protéticos, como dentes artificiais, com a finalidade de restaurar a função mastigatória e a estética do paciente. O Sistema de Implantes DSP pode ser utilizado em procedimentos de um ou dois estágios, para restaurações unitárias ou múltiplas, possibilitando a realização de carga imediata, ao atingir uma boa estabilidade primária e a carga oclusal adequada.

### DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

Os Implantes Cone Morse Hexagonal (CMH) são implantes dentários feitos de titânio comercialmente puro (Grau 4), suas superfícies externas são tratadas com ataque mecânico e ataque químico. Os implantes podem ser instalados com motor cirúrgico ou chave de torque (manual).

Eles estão disponíveis de acordo com a tabela abaixo:

| IMPLANTAR         | DIÂMETRO (mm)      | ALTURAS (mm)                 |
|-------------------|--------------------|------------------------------|
| CMH SLIM          | 3.3                | 8.5, 10, 11.5, 13, 15, 17    |
| CMH STandard      | 3.75; 4.0; 5.0     | 8.5, 10, 11.5, 13, 15, 17    |
| CMH Crestal Level | 3.8; 4.0; 4.3; 5.0 | 7; 8.5; 10; 11.5; 13; 15; 17 |

### AVISO

O não reconhecimento dos comprimentos reais em relação às medidas radiográficas pode resultar em lesão permanente dos nervos e outras estruturas vitais. A perfuração além da profundidade pretendida para a cirurgia da mandíbula inferior pode resultar em dormência permanente no lábio inferior e queixo ou levar a sangramento na parte inferior da boca.

Seguir os procedimentos obrigatórios de qualquer cirurgia, tais como: assepsia durante a perfuração óssea, evitar danos nos vasos sanguíneos e nervos, utilizando o conhecimento anatômico e radiográfico pré-operatório.

### CONTRAINDICAÇÕES

Este produto é contraindicado para pacientes que apresentam sinais de alergia ou hipersensibilidade à composição do material: titânio.

Na presença de processos inflamatórios ou infecciosos agudos, volume ou qualidade óssea inadequados, problemas clínicos graves, tais como: distúrbios do metabolismo ósseo, distúrbios da coagulação sanguínea, capacidade inadequada de regeneração, higiene bucal insuficiente, crescimento incompleto da mandíbula, paciente não colaborativo e não motivado, uso indevido de drogas ou álcool, psicose, distúrbios funcionais prolongados que resistem a qualquer tratamento com medicamentos, xerostomia, sistema imunológico enfraquecido, doenças que requerem o uso de esteróides, doenças endócrinas, gravidez.

### RISCOS E BENEFÍCIOS

Como qualquer cirurgia, não há garantia total de funcionamento, pois alcançar um bom desempenho envolve diversos fatores, sejam eles a usabilidade, as condições clínicas do paciente e o próprio produto. A não observância das limitações de uso e etapas de trabalho indicadas pode resultar em falha.

O não reconhecimento da duração real dos riscos em relação às medidas radiográficas pode resultar em lesão permanente dos nervos e outras estruturas vitais. A perfuração além da profundidade pretendida para a cirurgia da mandíbula inferior pode resultar em dormência permanente no lábio inferior e queixo ou levar a sangramento na parte inferior da boca.

### **APLICAÇÃO**

Os implantes CMH são indicados para instalação intraoral através de procedimentos cirúrgicos em ossos com densidade I, II, III ou IV, de acordo com a classificação de qualidade do maxilar de Lekholm & Zarb (1985), são utilizados como suporte temporário ou definitivo, para restaurações unitárias ou múltiplas, incluindo protocolos convencionais com carga imediata, desde que seja alcançada a estabilidade primária necessária.

Os implantes CMH podem ser instalados imediatamente após a extração dentária.

| <b>IMPLANTE</b>   | <b>DENSIDADE ÓSSEA</b> |
|-------------------|------------------------|
| CMH SLIM / CMH    | I, II, III, IV         |
| CMH CRESTAL LEVEL | III, IV                |

### **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

- Não utilize o produto se a embalagem for violada.
- Não utilize o produto se a validade estiver expirada.
- O material a utilizar durante o procedimento deve ser estéril.
- Este produto deve ser utilizado imediatamente após a abertura da embalagem, no momento da cirurgia. Se não for utilizado, elimine-o.
- Este produto é de utilização única e não pode ser reesterilizado.
- O reprocessamento é proibido.
- A reutilização deste produto pode causar efeitos biológicos adversos devido a microrganismos e/ou substâncias resultantes de utilizações anteriores e/ou reprocessamento, podendo gerar alterações nas propriedades físicas, mecânicas e químicas dos produtos, macro e microestruturais, que podem colocar em risco a função pretendida.
- A reutilização deste produto não garante a sua segurança e eficácia e isenta qualquer garantia do mesmo.
- Observar as condições do tecido intraoral, a qualidade óssea e a quantidade do leito ósseo, através de exames radiográficos e/ou tomografia. A ausência da avaliação pré-cirúrgica pode comprometer o sucesso do procedimento.
- O planejamento cirúrgico e/ou protético inadequado pode comprometer o desempenho do conjunto de implantes/próteses, resultando em falhas no sistema, tais como perda ou fratura do implante, afrouxamento ou fratura de componentes e/ou parafusos protéticos.
- O torque máximo de instalação sugerido é de 55 N.cm. O torque de inserção superior ao recomendado pode tornar o sistema inoperante.
- Antes de cada procedimento, certifique-se de que as peças estão devidamente definidas.
- Certificar que as peças não são engolidas ou aspiradas pelo paciente.
- Verificar a passividade e fazer os ajustes oclusais e interproximais após a instalação da prótese, evitando o comprometimento do conjunto implante/prótese.
- Antes de cada procedimento, verifique as condições dos instrumentos cirúrgicos DSP Biomedical, respeitando sempre a sua vida útil. Substitua os instrumentos se houver danos, marcas removidas, afiação comprometida, deformação ou desgaste.
- Utilizar sempre a sequência de produtos DSP Biomedical, a utilização de componentes protéticos e/ou instrumentos de outros fabricantes não garante o perfeito funcionamento do Sistema de Implantes DSP, e isenta qualquer garantia do produto.
- É da responsabilidade do profissional utilizar os produtos DSP Biomedical de acordo com as instruções de uso.

### **IMPORTÂNCIA DA NECESSIDADE DE ADESÃO A UM REGIME DE CUIDADOS**

Os produtos devem ser protegidos contra aspiração quando manuseados por via intraoral. A aspiração de produtos pode levar a infecção ou lesão física não planejada. Se você quer protegê-lo, use barragem de borracha. Para o caso, um implante ou um instrumento foi engolido ou aspirado, chame imediatamente um médico. Além das precauções obrigatórias para qualquer cirurgia, como a de assepsia, durante a perfuração no osso da mandíbula, deve-se evitar danos ao nervo alveolar inferior e dos vasos sanguíneos facial, facial profundo, labial superior e inferior. Deve ser consultado o conhecimento anatômico e imagens médicas pré-operatórias (por exemplo, radiografias).

O não reconhecimento da duração real em relação às medidas radiográficas pode resultar em lesão permanente dos nervos e de outras estruturas vitais. A perfuração além da profundidade destinada à cirurgia da mandíbula inferior pode potencialmente resultar em dormência permanente no lábio inferior e queixo ou levar a hemorragia no assoalho da boca.

O uso inadequado dos produtos leva a um trabalho mal executado e aumento do risco. Em particular, os usuários de ferramentas manuais devem ter o cuidado de usá-las suavemente e com consideração. O usuário deve sempre evitar tocar nos instrumentos e peças sem proteção (luvas e aventais estéreis de proteção devem ser usados). Os danos térmicos ósseos causados por ferramentas

rotativas e oscilantes devem ser sempre evitados (treino do utilizador, trabalho a baixa velocidade e com arrefecimento suficiente. Durante a aplicação intraoral, deve-se atentar para o fato de que os produtos estão protegidos contra aspiração ou queda no chão. Os instrumentos rotativos precisam ser fixados o mais longe possível com sua velocidade definida antes da aplicação. Não exceda as velocidades de perfuração recomendadas, pois pode causar necrose óssea ou fratura de componentes do sistema. A limpeza e esterilização inadequadas dos instrumentos podem resultar na infecção do paciente com bactérias nocivas. Para evitar danificar os instrumentos, eles devem ser removidos da embalagem blister individualmente.

Não use o dispositivo se o pacote primário tiver sido danificado ou aberto anteriormente.

Não use instrumentos danificados ou contundentes para perfuração. As arestas de corte dos instrumentos quebradas causam vibrações e grandes forças de pressão, o que, por sua vez, leva a cantos de preparação quebrados e superfícies ásperas. Instrumentos que estão dobrados e/ou não funcionam devem ser descartados imediatamente. Dispositivos danificados, corroídos ou desgastados não devem entrar em contato com instrumentos intactos para evitar corrosão de contato.

## INSTRUÇÕES DE USO

### PERFURAÇÃO

Sob irrigação abundante, faça a furação com brocas em boas condições de corte e com velocidade de rotação adequada, conforme indicado na tabela:

| IMPLANTE                                    | ROTAÇÃO DE PERFURAÇÃO (RPM) |
|---|-----------------------------|
| CMH SLIM / CMH STANDARD / CMH CRESTAL LEVEL | 600 - 1200                  |

Selecione a sequência de brocas de acordo com o modelo de implante a ser instalado, de acordo com as indicações nas tabelas abaixo:

| SEQUÊNCIA DE BROCAS CMH SLIM TIPO ÓSSEO I E II |                      |                        |
|--|----------------------|------------------------|
| DIÂMETRO DO IMPLANTE (milímetro)               | BROCA INICIAL 2,0 mm | BROCA CILÍNDRICA 2,8mm |
| 3.3  | ●                    | ●                      |

● Indicado

| SEQUÊNCIA DE BROCAS CMH SLIM BONE TIPO III E IV |                      |                        |
|---|----------------------|------------------------|
| DIÂMETRO DO IMPLANTE (milímetro)                | BROCA INICIAL 2,0 mm | BROCA CILÍNDRICA 2,5mm |
| 3.3   | ●                    | ●                      |

● Indicado

| SEQUÊNCIA DE BROCAS CMH STANDARD – OSSO TIPO I, II, III, IV |                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |             |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| IMPLANTAR DIÂMETRO  | Broca Inicial Ø2.0 | Broca Piloto Ø2.0/3.0 | Broca Cilíndrica Ø3.0 | Broca Piloto Ø3.0/3.8 | Broca cilíndrica Ø3.3 | Broca cilíndrica Ø3.5 | Broca cilíndrica Ø3.8 | Broca cilíndrica Ø4.3 | Countersink |
| 3.75  | ●                  | ●                     | ●                     |                       | ▲                     |                       |                       |                       |             |
| 4.0   | ●                  | ●                     | ●                     |                       | ●                     | ▲                     |                       |                       |             |
| 5.0   | ●                  | ●                     | ●                     | ●                     | ●                     |                       | ●                     | ●                     | ▲           |

● Indicado      ▲ Perfuração de 3,5 mm em altura corticalizada

| SEQUÊNCIA DE BROCAS CMH CRESTAL LEVEL - OSSO TIPO III E IV |                         |                               |                        |                        |                        |                      |                      |
|--|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| IMPLANTA<br>R<br>DIÂMETRO                                  | BROCA INICIAL<br>2,0 mm | BROCA<br>CILINDRICA<br>3,5 mm | BROCA CÔNICA<br>3,8 mm | BROCA CÔNICA<br>4,3 mm | BROCA CÔNICA<br>5,0 mm | COUTERSINK<br>4,1 mm | COUTERSINK<br>5,0 mm |
| 3.8  | ●                       | ●                             |                        |                        |                        | ●                    |                      |
| 4.0  | ●                       |                               | ●                      | ●                      |                        | ●                    |                      |
| 4.3  | ●                       |                               | ●                      | ●                      |                        |                      |                      |
| 5.0  | ●                       |                               | ●                      |                        | ●                      |                      | ●                    |

● Indicado

A profundidade de perfuração das brocas, bem como seu tamanho, devem estar de acordo com o modelo de Implante selecionado durante o planejamento, considerando medidas do Implante, nível de instalação, espaçamento tridimensional, entre outros fatores (brocas curtas, regulares ou longas).

### SEQUÊNCIA DE MANUSEIO DO IMPLANTE

1. A caixa do implante deve ser aberta manualmente, sem luvas estéreis.
2. Quebre o selo da embalagem e retire o blister. Abra o blister e retire o pendriver. Abra o pendriver e coloque o tubo estéril no campo cirúrgico. NOTA: O tubo transparente e o implante devem ser manuseados com luvas cirúrgicas estéreis, num ambiente cirúrgico.
3. Segure o tubo com a mão não dominante. Pressione a pinça amarela até imobilizar o implante e retire a tampa.
4. Para a instalação usando um motor cirúrgico, segure o implante com o driver de montagem e conexão adequado. Leve o implante para a cavidade cirúrgica. No motor cirúrgico, use torque máximo de 35 N.cm e rotação de 20-30 rpm.
5. Conclua a instalação do implante com a chave de torque. O torque máximo de instalação sugerido é de 55 N.cm. A aplicação da carga, de acordo com o torque, é descrita na tabela da seguinte forma:

| TIPO DE APLICAÇÃO | TORQUE MÍNIMO (N.cm) | TORQUE MÁXIMO (N.cm) |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Carga Tardia*     | 10                   | 55                   |
| Carga Imediata    | 35                   | 55                   |

\*Associado ao uso de cicatrizador.

Quando o torque de instalação obtido for inferior a 10 N.cm, recomenda-se a utilização do tapa implante.

### SEQUÊNCIA PROTÉTICA

Para utilizar o Implante HE em procedimentos em duas fases, a preparação prévia dos tecidos moles pode ser feita utilizando um cicatrizador compatível.

Para o procedimento de moldagem, o componente é usado encaixando-o corretamente na cabeça do implante.

1. Encaixe o transfer correspondente, assegure o encaixe adequado e faça a moldagem com materiais adequados.
2. Preparar o modelo.
3. Preparar a prótese utilizando o componente correspondente (componente metálico temporário, componente calcinável, componente definitivo) podendo ser cimentada ou aparafusada ou utilizar Abutment Oring, de acordo com as técnicas laboratoriais adequadas.
4. Os testes devem ser feitos sobre a passividade e o ajuste da estrutura da prótese. Cimentar ou aparafusar a prótese final na cabeça do implante, utilize o seu indexador e verifique o encaixe perfeito entre a prótese e o implante.

### **RÓTULO DE RASTREABILIDADE**

Este produto é acompanhado por três etiquetas que permitem a sua rastreabilidade e deve ser anexado aos seguintes documentos:

- prontuário do paciente;
- prontuários protéticos;
- cartão do implante;

A identificação e rastreabilidade são realizadas através dos códigos REF e LOT.

### **APRESENTAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO**

Este produto é indicado para uso único e é fornecido estéril por radiação gama, embalado unidade por unidade em embalagens que oferecem proteção quádrupla: tubo transparente, cápsula, blister e caixa.

### **RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA**

O sistema de implante DSP não foi avaliado quanto à segurança e compatibilidade no ambiente de RM. Não foram realizados testes em relação aos fatores de aquecimento, migração ou artefato de imagem no ambiente de RM.

A segurança do Sistema de Implante DSP no ambiente de RM é desconhecida, submeter um paciente que possui este dispositivo à ressonância magnética pode resultar em lesão ao paciente.

### **ARMAZENAMENTO**

Este produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local limpo e ventilado, na temperatura máxima de 45°C, e protegido contra a luz solar direta.

### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Instruir o Paciente sobre a necessidade de acompanhamento médico profissional após a cirurgia e seguir as orientações relativas às precauções, higiene e prescrição de medicamentos. Tais orientações são de responsabilidade do profissional responsável.

### **DESCARTE DOS MATERIAIS**

Todos os produtos e consumíveis utilizados durante a cirurgia para instalação de implantes dentários podem colocar em risco a saúde de quem os manuseia, após a utilização. Antes de descartá-los no meio ambiente, recomenda-se observar a legislação vigente e cumpri-la.

### **TEMPO DE VIDA**

Este produto tem um tempo de vida estimado de 10 anos.

### **DATA DE VALIDADE**

Ver rótulo

### **EFEITOS ADVERSOS**

A instalação de implantes dentários, assim como qualquer outro procedimento cirúrgico, pode causar um leve desconforto e edema localizado. Sintomas mais persistentes podem ocorrer, tais como: dor crônica relacionada ao implante dentário, parestesia permanente, disestesia, reabsorção óssea maxilar/mandibular, infecção sistêmica localizada, fistula oroantral ou oronasal, dentes adjacentes afetados desfavoravelmente, danos irreversíveis aos dentes adjacentes, fratura do implante, mandíbula, osso ou prótese, problemas estéticos, lesão dos nervos, esfoliação, hiperplasia.

A falha na osseointegração e a perda da prótese durante o tratamento podem ser causadas por:

Osteotomia inadequada, infecções, doenças ou problemas sistêmicos, baixa qualidade ou volume insuficiente de osso, ausência ou falha de irrigação, uso de instrumentos e/ou instrumentos inespecíficos sem poder de corte, má higiene bucal, trauma oclusal, falta de passividade protética e falta de treinamento específico.



























### **GARANTIA DO PRODUTO**

A DSP Biomedical fornece garantia do produto contra qualquer defeito de fabricação. A presença de qualquer defeito deverá ser imediatamente informada ao fabricante, respeitando o prazo legal. A garantia dos produtos fabricados pela DSP Biomedical está estritamente ligada a seguir as informações descritas nas instruções de uso. O uso inadequado do produto desrespeitando as indicações isenta o fabricante e/ou vendedor de qualquer responsabilidade.

**INFORMAÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Caso haja necessidade de maiores informações, ou o produto apresente algum efeito adverso, com potencial de risco ao paciente, que gere ou tenha potencial de lesão ou ameaça à saúde pública, ou qualquer insatisfação do cliente, entre em contato com a DSP através dos telefones 0800 600 88 66, ou envie um e-mail para [sac@dspbiomedical.com.br](mailto:sac@dspbiomedical.com.br).

**SÍMBOLOS**

| SIMBOLOGIA  | DESCRIÇÃO                                       | SIMBOLOGIA  | DESCRIÇÃO   |
|---|---|---|---|
|    | Número do lote                                  |    | Consulte as instruções de uso ou consulte as instruções eletrônicas de uso                      |
|    | Data de fabricação                              |    | Não reesterilizar   |
|    | Fabricante                                      |    | Manter em local seco  |
|    | Esterilizado por radiação gama                  |    | Mantenha longe da luz solar   |
|   | Código do produto                               |  | Sistema de barreira estéril único com embalagem protetora no interior                           |
|  | Número do modelo                                |  | Data de validade  |
|  | Não reutilize                                   |  | Identificador exclusivo de dispositivo  |
|  | Limite de temperatura                           |  | País do fabricante  |
|  | Representante autorizado na Comunidade Europeia |  | Não use se a embalagem estiver danificada e consulte as instruções de uso                       |
|  | Cuidado   |  | Limites de umidade  |
|  | Importador                                      |  | Dispositivo médico  |
|  | Frágil, manuseie com cuidado                    |  | Notificação de prescrição médica obrigatória exigida pela FDA para o mercado dos Estados Unidos |
|  | Marca CE  |  | Marcação CE com número de Organismo Notificado; SIQ, número 1304                                |

O SSCP está disponível na base de dados europeia sobre dispositivos médicos (Eudamed), onde está ligada à UDI Básica. Acesse o site público da Eudamed: <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

UDI BÁSICO:

7908467800460CMHIMPLANTV2 para CMH Implantes

**REF :Produtos**

| Nome(s) do dispositivo         | Código  | Nome(s) do dispositivo    | Código   |
|--------------------------------|---------|---------------------------|----------|
| IMPLANTE CMH SLIM Ø 3.3 X 7.0  | 60.3307 | IMPLANTE CMH Ø 3.8 X 7.0  | 60.3807C |
| IMPLANTE CMH SLIM Ø 3.3 X 8.5  | 60.3308 | IMPLANTE CMH Ø 3.8 X 8.5  | 60.3808C |
| IMPLANTE CMH SLIM Ø 3.3 X 10.0 | 60.3310 | IMPLANTE CMH Ø 3.8 X 10.0 | 60.3810C |
| IMPLANTE CMH SLIM Ø 3.3 X 11.5 | 60.3311 | IMPLANTE CMH Ø 3.8 X 11.5 | 60.3811C |
| IMPLANTE CMH SLIM Ø 3.3 X 13.0 | 60.3313 | IMPLANTE CMH Ø 3.8 X 13.0 | 60.3813C |
| IMPLANTE CMH SLIM Ø 3.3 X 15.0 | 60.3315 | IMPLANTE CMH Ø 3.8 X 15.0 | 60.3815C |
| IMPLANTE CMH SLIM Ø 3.3 X 17.0 | 60.3317 | IMPLANTE CMH Ø 3.8 X 17.0 | 60.3817C |
| IMPLANTE CMH Ø 3.75 X 7.0      | 60.3707 | IMPLANTE CMH Ø 4.0 X 7.0  | 60.4007C |
| IMPLANTE CMH Ø 3.75 X 8.5      | 60.3708 | IMPLANTE CMH Ø 4.0 X 8.5  | 60.4008C |
| IMPLANTE CMH Ø 3.75 X 10.0     | 60.3710 | IMPLANTE CMH Ø 4.0 X 10.0 | 60.4010C |
| IMPLANTE CMH Ø 3.75 X 11.5     | 60.3711 | IMPLANTE CMH Ø 4.0 X 11.5 | 60.4011C |
| IMPLANTE CMH Ø 3.75 X 13.0     | 60.3713 | IMPLANTE CMH Ø 4.0 X 13.0 | 60.4013C |
| IMPLANTE CMH Ø 3.75 X 17.0     | 60.3717 | IMPLANTE CMH Ø 4.0 X 15.0 | 60.4015C |
| IMPLANTE CMH Ø 4.0 X 7.0       | 60.4007 | IMPLANTE CMH Ø 4.0 X 17.0 | 60.4017C |
| IMPLANTE CMH Ø 4.0 X 8.5       | 60.4008 | IMPLANTE CMH Ø 4.3 X 7.0  | 60.4307C |
| IMPLANTE CMH Ø 4.0 X 10.0      | 60.4010 | IMPLANTE CMH Ø 4.3 X 8.5  | 60.4308C |
| IMPLANTE CMH Ø 4.0 X 11.5      | 60.4011 | IMPLANTE CMH Ø 4.3 X 10.0 | 60.4310C |
| IMPLANTE CMH Ø 4.0 X 13.0      | 60.4013 | IMPLANTE CMH Ø 4.3 X 11.5 | 60.4311C |
| IMPLANTE CMH Ø 4.0 X 15.0      | 60.4015 | IMPLANTE CMH Ø 4.3 X 13.0 | 60.4313C |
| IMPLANTE CMH Ø 4.0 X 17.0      | 60.4017 | IMPLANTE CMH Ø 4.3 X 15.0 | 60.4315C |
| IMPLANTE CMH Ø 4.3 X 7.0       | 60.4307 | IMPLANTE CMH Ø 4.3 X 17.0 | 60.4317C |
| IMPLANTE CMH Ø 4.3 X 8.5       | 60.4308 | IMPLANTE CMH Ø 5.0 X 7.0  | 60.5007C |
| IMPLANTE CMH Ø 4.3 X 10        | 60.4310 | IMPLANTE CMH Ø 5.0 X 8.5  | 60.5008C |
| IMPLANTE CMH Ø 4.3 X 11.5      | 60.4311 | IMPLANTE CMH Ø 5.0 X 10.0 | 60.5010C |
| IMPLANTE CMH Ø 4.3 X 13        | 60.4313 | IMPLANTE CMH Ø 5.0 X 11.5 | 60.5011C |
| IMPLANTE CMH Ø 4.3 X 15        | 60.4315 | CMH IMPLANTØ 5.0 X 13.0   | 60.5013C |
| IMPLANTE CMH Ø 4.3 X 17        | 60.4317 | IMPLANTE CMH Ø 5.0 X 15.0 | 60.5015C |
| IMPLANTE CMH Ø 5.0 X 7.0       | 60.5007 | IMPLANTE CMH Ø 5.0 X 17.0 | 60.5017C |
| IMPLANTE CMH Ø 5.0 X 8.5       | 60.5008 |                           |          |
| IMPLANTE CMH Ø 5.0 X 10.0      | 60.5010 |                           |          |
| IMPLANTE CMH Ø 5.0 X 11.5      | 60.5011 |                           |          |
| IMPLANTE CMH Ø 5.0 X 13.0      | 60.5013 |                           |          |
| IMPLANTE CMH Ø 5.0 X 15.0      | 60.5015 |                           |          |
| IMPLANTE CMH Ø 5.0 X 17.0      | 60.5017 |                           |          |

**FABRICANTE**

DSP INDUSTRIAL LTDA  
Rua Marechal Floriano Peixoto, 303 – Ouro Verde II  
Campo Largo /PR – Brasil  
CNPJ 03.960.018/0001-23  
Telefone: +55 41 3291-2200  
[www.dspbiomedical.com](http://www.dspbiomedical.com)  
Responsável técnico: CREA- PR 25412/D  
Anvisa: 80116980015

**REPRESENTANTE AUTORIZADO NA COMUNIDADE EUROPEIA**

DSP BIOMEDICAL EUROPA UNIP LDA  
Alameda dos Oceanos, 142 Lt. 4.24 0H  
Parque das Nações – Lisboa - Portugal  
1990-502  
Telefone: (351) 962833592

**Referência**

1-Lekholm U, Zarb G. Seleção e preparações de pacientes. Branemark, PI, Zarb, G & Albrektsson, T, eds Próteses Integradas ao Tecido: Osseointegração em Odontologia Clínica. Chigado: Quintessência; 1985. pág. 233-40.